

NYHET

Luer-Jack®

- en ny generasjon medisinske sprøyter med luer standard

utviklet av ConceptoMed



Luer-Jack® er fullt kompatibel med "luer slip" og "luer lock" standard for medisinske sprøyter og koblinger. Den revolusjonerende forskjellen ligger i den nye funksjonen som tilfører sprøyten presis frakoblingskraft (Precise Disconnection Power™).

Dette gir flere fordeler:

- Reduserer risiko for nålestikkskader ved énhånds frakobling uten å sette på nålehetten før frakobling av den spisse nålen.
- Reduksjon av sannsynlighet for overføring av infeksjoner via berøring av små, kritiske deler av en steril prosedyre ved injeksjoner.
- Presis frakobling av nåler og annet utstyr uten større bevegelsesutslag – og en perfekt posisjoneringssprøyte!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss:

Marthe Dreyer, Produktspesialist mobil: 934 64 309
Søren Amtoft Nielsen, Produktsjef mobil: 955 55 285

