

BD Safe-Clip™

– for alles sikkerhet

BD Safe-Clip™

Med BD Safe Clip trenger du ikke lenger avfallsbeholder/kanyleboks for dine brukte kanyler. BD Safe Clip både klipper av og oppbevarer kanylen sikkert etter injeksjon slik at du unngår berøring av den brukte kanylen.

BD Safe-Clip™ kan anvendes for kanylengder fra 5–12,7mm og for kanyletykkelser fra 0,25–0,36mm. Det er plass til ca. 1500 kanylespisser i beholderen.

1



2



Sikker beholder

For deg som anvender insulinsprøyte eller insulinpenn gjelder tre enkle steg for at du skal kjenne deg sikker på at du ikke skader deg selv eller andre.

- 1 Injiser.
- 2 Klipp av kanylen med BD Safe Clip.™
- 3 Når din BD Safe Clip™ er full kan den leveres inn på ditt apotek.

3



Puls as
Strømsveien 344
Postboks 77 Leirdal
1008 OSLO
Tlf: 23 32 30 00
Fax: 23 32 30 99
www.puls-norge.no –
firmapost@puls-norge.no