



Senge- og lesebord Litavo

Litavo



SPESIFIKASJONER

Yttermål, bredde	89 cm
Yttermål, dybde	43 cm
Yttermål, høyde	69-98 cm
Bredde spiseplate	74 cm
Dybde spiseplate	43 cm
Hjuldiameter	65 mm

FUNKSJON

Lese- og spisebord Litavo er et ideelt hjelpemiddel når man skal lese eller spise mens man sitter i en stol eller ligger i sengen.

Lese- og spisebordet har solide hjul med diameter på 65 mm. Disse triller godt og har brems på to hjul.

Spiseplaten er enkel å vinkle. Det har en praktisk størrelse, og kan tiltes i begge retninger. Platen har forhøyde kanter som forhindrer at innholdet glir av. Man kan velge mellom hel eller delt plate.

Bordet heves og senkes ved hjelp av en gassfjær, som betjenes med et håndgrep. Dette gir optimal ergonomisk komfort.